


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tim-3/Havcr2 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0005164



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con se dirige a TIM-3/HAVCR2 (CD366) humano, ideal para el análisis por citometría de flujo de la expresión de puntos de control inmunitario en células T, células NK y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TIM-3/HAVCR2 humano
Notas/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84868
ID de gen	84868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso de proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo