

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tlr1 Para Fc - Q15399

Número de artículo: CM0010184



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al TLR1 humano (CD281), validado para citometría de flujo. Reconoce al receptor tipo Toll 1 implicado en la respuesta inmune innata a lipopéptidos bacterianos. Adecuado para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano TLR1 mAb
Observaciones/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7096
GeneID	7096
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 325-424 del TLR1 humano (NP_003254.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15399
Peso proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo