

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tlr1 Humano Conjugado Con Para Fc - Q15399

Número de artículo: CM0008446



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el receptor tipo Toll 1 humano (TLR1/CD281). Validado para citometría de flujo (FC), adecuado para la investigación de inmunidad innata sobre el reconocimiento de lipopéptidos mediado por el heterodímero TLR2/TLR1.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-TLR1 humano                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 7096                                                                                                                                     |
| GeneID              | 7096                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 325-424 del TLR1 humano (NP_003254.2)) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q15399                                                                                                                                   |
| Peso proteico       | 90kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |