

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnf-A Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P01375

Número de artículo: CM0005029

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el TNF- α humano, validado para citometría de flujo intracelular. Específico para TNF- α humano, proteína de 26 kDa. Ideal para investigación en inmuno-oncología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TNF- α humano
Observaciones/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-233 del TNF- α humano (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo