

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Humano Para Fc - Q9Ubn6

Número de artículo: CM0009360

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TNFRSF10D/TRAILR4 humano (receptor señuelo 2) para citometría de flujo directa. Adecuado para estudios de apoptosis y señalización de TRAIL. Reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TNFRSF10D/TRAILR4 humano
Observaciones/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8793
ID de gen	8793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-211 de TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo