

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Humano Para Fc - Q9Ubn6

Número de artículo: CM0012262

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TNFRSF10D/TRAILR4 humano (CD264, DCR2), un receptor señuelo que bloquea la apoptosis mediada por TRAIL. Adecuado para citometría de flujo (FC) y validado en células humanas. Ideal para la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TNFRSF10D/TRAILR4 humano
Observaciones/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8793
GeneID	8793
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-211 de TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo