

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tnfrsf10D/Trailr4 Conjugado Con Para Fc - Q9Ubn6

Número de artículo: CM0008815

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el TNFRSF10D/TRAILR4 humano (TRAIL-R4, CD264), un receptor señuelo para TRAIL. Validado para citometría de flujo, permite la detección de la expresión de TRAIL-R4 en células humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano TNFRSF10D/TRAILR4 conjugado con
Observaciones/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8793
GeneID	8793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-211 del TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo