

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trem1 Humano Para Fc - Q9Np99

Número de artículo: CM0009396



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para TREM1 (CD354) humano validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la inmunidad innata, las respuestas inflamatorias y la señalización de células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TREM1 humano
Observaciones/Alias	CD354; TREM-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54210
ID del gen	54210
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-200 de TREM1 humano (NP_061113.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NP99
Peso de la proteína	18kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo