

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Trop-2 () Para Citometría De Flujo - P09758

Número de artículo: CM0009588



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano TROP-2 conjugado a . Detecta el transductor de señal de calcio asociado a tumores 2 mediante citometría de flujo. Se expresa en placenta y carcinomas pancreáticos. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano TROP-2 mAb
Observaciones/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Especie	Humano
GeneID	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 de humano (NP_002344.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo