

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trop-2 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P09758

Número de artículo: CM0010595



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TROP-2 humano (TACSTD2) para citometría de flujo. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD y la investigación de antígenos tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TROP-2 humano
Observaciones/Alias	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; transductor de señal de calcio asociado a tumor 2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 de TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo