

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Trop-2 Para Citometría De Flujo - P09758

Número de artículo: CM0005300



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra TROP-2 humano (TACSTD2), validado para citometría de flujo. Ideal para investigación sobre la expresión de antígenos tumorales en muestras humanas, incluyendo células de carcinoma placentario y pancreático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano TROP-2
Observaciones/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Especie	Humano
ID del Gen	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 de humano (NP_002344.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo