

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trop-2 Humano Para If/Icc, Fc - P09758

Número de artículo: CM0009134



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TROP-2 (TACSTD2) humano, conjugado con . Validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para investigación de marcadores tumorales y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TROP-2 humano
Notas/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	4070
ID genético	4070
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 de TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo