

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Ulbp2 Conjugado Con Para Fc - Q9Bzm5

Número de artículo: CM0011443



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra ULBP2 humano (NKG2DL2). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo en investigación oncológica y de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano ULBP2 conjugado con
Observaciones/Alias	N2DL2; RAET1H; RAET1L; NKG2DL2; ALCAN-alfa
Especie	Humano
GeneID (humano)	80328
GeneID	80328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-217 de ULBP2 humano (NP_079493.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BZM5
Peso molecular de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo