


Conejo Anti-Humano Ulbp2 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - Q9Bzm5

Número de artículo: CM0010603



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra ULBP2 humano (ligando de NKG2D). Validado para citometría de flujo. Reconoce una proteína anclada a GPI expresada en células cancerosas, mediando la citotoxicidad de las células NK para la investigación de inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano ULBP2 mAb
Observaciones/Alias	ULBP2; ALCAN-alpha; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; ligando 2 de NKG2D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80328
ID de Gen	80328
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-217 de ULBP2 humano (NP_079493.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZM5
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo