

Mab De Conejo Anti-B2 Microglobulina Humana Para Citometría De Flujo - P61769

Número de artículo: CM0011249



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la β 2-microglobulina humana (B2M), un componente clave del MHC de clase I. Validado para citometría de flujo para facilitar estudios de presentación de antígenos y evasión inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti- β 2 microglobulina humana
Observaciones/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la β 2 microglobulina humana (NP_004039.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo