


Conejo Anti-Humano B2 Microglobulina Mab Para Citometría De Flujo - P61769

Número de artículo: CM0009481



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti- β 2-microglobulina humana conjugado con para la detección por citometría de flujo de B2M en el monitoreo inmune y estudios de expresión de MHC. Este reactivo se dirige a la cadena invariante del MHC de clase I, permitiendo el estudio de la presentación de antígenos y la función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano β 2 Microglobulina mAb
Observaciones/Alias	IMD43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la β 2 Microglobulina humana (NP_004039.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P61769
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo