


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Human B2 Microglobulina Mab - P61769

Número de artículo: CM0012369



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la $\beta 2$ Microglobulina humana (B2M), recomendado para citometría de flujo. Adecuado para investigación del sistema inmunitario, estudios de MHC clase I y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Human $\beta 2$ Microglobulina mAb
Observaciones/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Especie	Humano
GeneID	567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la $\beta 2$ Microglobulina humana (NP_004039.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo