


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-β2 Microglobulina Humana Para Citometría De Flujo - P61769

Número de artículo: CM0009298



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-β2 microglobulina humana (clon , IMD43) validado para citometría de flujo. Específico para humanos; reconoce la proteína B2M de 14kDa. Ideal para investigación inmunológica y aplicaciones de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-β2 Microglobulina humana
Observaciones/Alias	IMD43
Especie	Humano
ID de Gen	567
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la β2 microglobulina humana (NP_004039.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P61769
Peso molecular	14kDa
Envío	Bolsa de hielo