

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-B2 Microglobulina Humana Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P61769

Número de artículo: CM0011428



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la $\beta 2$ -Microglobulina humana (B2M). Validado para citometría de flujo (FC). Compatible con investigación inmunológica, estudios de presentación de antígenos de clase I del MHC y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti- $\beta 2$ Microglobulina humana
Observaciones/Alias	B2M; IMD43; beta-2-microglobulina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	567
GeneID	567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la $\beta 2$ Microglobulina humana (NP_004039.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo