


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-B2 Microglobulina Humana Para Citometría De Flujo - P61769

Número de artículo: CM0009230



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la $\beta 2$ microglobulina humana para citometría de flujo. Detecta una proteína secretada de 14 kDa presente en la superficie celular que participa en la presentación de antígenos de MHC de clase I. Adecuado para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti- $\beta 2$ microglobulina humana
Observaciones/Alias	IMD43
Especie	Humana
GeneID	567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-119 de la $\beta 2$ microglobulina humana (NP_004039.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P61769
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo