

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Vcam-1/Cd106 Para Fc - P19320

Número de artículo: CM0004837



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano VCAM-1/CD106 para citometría de flujo (FC). Validado para muestras humanas; se dirige a la proteína de adhesión celular vascular 1 involucrada en la vigilancia inmunitaria y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano VCAM-1/CD106
Observaciones/Alias	CD106; INCAM-100
Especie	Humano
ID del Gen	7412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-698 del VCAM-1/CD106 humano (NP_001069.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso Proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo