

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vcam-1/Cd106 Humano (Fc) - P19320

Número de artículo: CM0006092



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra VCAM-1 (CD106) humano. Validado para citometría de flujo (FC). Inmunógeno recombinante (aa 25-698). Ideal para investigación sobre inflamación y adhesión de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-VCAM-1/CD106 humano
Observaciones/Alias	CD106; INCAM-100
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7412
ID de gen	7412
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-698 de VCAM1 humano (NP_001069.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo