


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Vcam-1/Cd106 Para Fc - P19320

Número de artículo: CM0005352



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra VCAM-1 humano (CD106; INCAM-100). Validado para citometría de flujo (FC). Detecta múltiples isoformas (~71, 74, 81 kDa). Adecuado para la investigación de adhesión de leucocitos, inflamación y vigilancia inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano VCAM-1/CD106 mAb
Observaciones/Alias	CD106; INCAM-100
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-698 del VCAM-1/CD106 humano (NP_001069.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso proteico	71kDa/74kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo