

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Vcam-1/Cd106 Humano () Para Citometría De Flujo - P19320

Número de artículo: CM0012458



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a VCAM-1/CD106 humano, adecuado para el análisis por citometría de flujo de la expresión de VCAM-1 en células endoteliales e inmunitarias. Ideal para el estudio de la adhesión de leucocitos y los procesos inflamatorios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-VCAM-1/CD106 humano
Observaciones/Alias	CD106; INCAM-100
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7412
ID del gen	7412
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-698 de VCAM-1/CD106 humano (NP_001069.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19320
Peso de la proteína	71kDa/74kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo