

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/Il-7Rα Humano/Mono Para Fc - P16871

Número de artículo: CM0008011



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD127/IL-7Rα Humano/Mono conjugado con , validado para citometría de flujo. Dirigido contra la subunidad alfa del receptor de interleucina-7 (UniProt P16871). Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD127/IL-7Rα Humano/Mono
Observaciones/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-236 del CD127/IL-7Rα humano (NP_002176.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Mono Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo