

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd127/IL-7R α - P16871

Número de artículo: CM0010828



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD127/IL-7R α humano y de mono cinomolgo para citometría de flujo. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico que involucren las vías del receptor de IL-7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano/Mono CD127/IL-7R α
Observaciones/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Especie	Humano
GeneID (humano)	3575
GeneID	3575
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo