

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/IL-7R α Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P16871

Número de artículo: CM0012005



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD127/IL-7R α humano/mono validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante, reacciona con humano y cangrejero. Ideal para el análisis de expresión de IL-7R en investigación de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7R α humano/mono
Observaciones/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alfa; CD127/IL7R
Especie	Humano
ID genético (humano)	3575
ID genético	3575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-236 de CD127/IL-7R α humano (NP_002176.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cangrejero
SWISS	P16871
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo