

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Humano/Mono Para Fc - P08571

Número de artículo: CM0010761



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD14 humano y de mono cinomolgo para citometría de flujo. CD14 es un correceptor de LPS anclado a GPI que media la inmunidad innata. Ideal para la identificación de monocitos/macrófagos en investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD14 Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 del CD14 humano (NP_000582.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo