

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd14 Para Fc - P08571

Número de artículo: CM0004313



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD14, validado para citometría de flujo en humanos y macacos cangrejeros. Correceptor para LPS bacteriano, que media la respuesta inmune innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Mono CD14
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	929
ID de gen	929
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P08571
Peso de proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo