


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Humano/Macaco Para Citometría De Flujo - P08571

Número de artículo: CM0009957



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD14 conjugado con validado para citometría de flujo. Reconoce CD14 humano y de macaco cangrejero, un marcador de monocitos/macrófagos y correceptor de LPS. Ideal para investigación en inmunidad innata y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD14 humano/macaco
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	929
ID del gen	929
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 de CD14 humano (NP_000582.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P08571
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo