


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P08571

Número de artículo: CM0012520



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD14 (humano/cynomolgus). Diseñado para citometría de flujo (FC) para identificar monocitos/macrófagos y estudiar las respuestas inmunitarias innatas. P08571.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD14 Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 del CD14 humano (NP_000582.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo