


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Humano/Macro Para Citometría De Flujo - P08571

Número de artículo: CM0007878



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD14 humano/macro validado para citometría de flujo. Reconoce a CD14, un correceptor de LPS que media las respuestas inmunitarias innatas. Adecuado para muestras humanas y de macaco cangrejero. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD14 humano/macro
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 de la CD14 humana (NP_000582.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P08571
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo