

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16 Humano/Mono Para Fc - P08637/O75015

Número de artículo: CM0008981



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD16 Humano/Mono para citometría de flujo. Reconoce CD16A y CD16B (FCGR3A/FCGR3B), con reactividad en humano y mono cinomolgo. Apto para aplicación en FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. monoclonal de conejo anti-CD16 Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	2214/2215
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo