

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16 Humano/Mono Conjugado Con Para Fc - P08637 / O75015

Número de artículo: CM0011270



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD16 humano y de mono cinomolgo. Validado para citometría de flujo, ideal para fenotipado de células NK y ensayos funcionales de ADCC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD16 Humano/Mono conjugado con
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo