

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd16 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P08637/O75015

Número de artículo: CM0006131



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD16 conjugado con validado para citometría de flujo, dirigido contra CD16 humano y de mono cinomolgo (FCGR3A/FCGR3B). El inmunógeno recombinante cubre el dominio extracelular, asegurando la detección específica del receptor Fc de IgG de baja afinidad involucrado en ADCC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal (mAb) conejo anti-CD16 Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2214/2215
ID del Gen	2214/2215
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus (Mono Cinomolgo)
SWISS	P08637/O75015
Peso Molecular de la Proteína	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo