

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd18 Humano/Mono - P05107

Número de artículo: CM0004059



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD18 humano y de mono cinomolgo para citometría de flujo. CD18 (ITGB2) es la subunidad beta-2 de la integrina que media la adhesión y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD18 Humano/Mono
Observaciones/Alias	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Especie	humano
GeneID (Humano)	3689
GeneID	3689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-769 del CD18 humano (NP_000202.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P05107
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo