

Conejo Anti-Humano/Mono Cd19 Mab - Cd19

Número de artículo: CM0012338

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD19 (clon) producido en conejo, validado para citometría de flujo. Reconoce el CD19 humano y de cynomolgus, una glucoproteína de superficie de células B de 95 kDa. Adecuado para investigación hematológica e inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano/Mono CD19 mAb
Observaciones/Alías	CD19
Especie	Mono
ID de gen (Humano)	930
ID de gen	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono (XP_005591597.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
Envío	Bolsa de hielo