

Mab De Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono - Cd19

Número de artículo: CM0011139

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 humano/mono para citometría de flujo (CF). Reacciona de forma cruzada con el CD19 (63 kDa) de humanos y macacos cangrejeros. Ideal para investigación de linfocitos B e inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 humano/mono
Alias	CD19
Especie	Mono
ID genético (Humano)	930
ID genético (Mono)	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo