

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono - Cd19

Número de artículo: CM0009318

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD19, reactivo con humano y mono cinomolgo. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo, este anticuerpo reconoce una proteína transmembrana de 63 kDa, lo que lo hace adecuado para la investigación de inmunofenotipado de células B.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD19
Especie	Mono
ID del Gen (Humano)	930
ID del Gen	102145514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono (XP_005591597.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso Molecular de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo