

Conejo Anti-Humano/Mono Cd19 Mab

Número de artículo: CM0005132

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD19 humano y de mono. Validado para citometría de flujo con reactividad cruzada a humano y mono cinomolgus. Peso molecular predicho: 63 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD19 mAb
Especie	Mono
ID de Gen (Humano)	930
ID de Gen	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo