

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 Humano/De Mono - Cd19

Número de artículo: CM0011307

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD19, validado para citometría de flujo. Reacciona con el CD19 humano y del mono cynomolgus, contribuyendo a la investigación de las células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 humano/de mono
Observaciones/Sinónimo	CD19
Especie	Mono
ID del gen (humano)	930
ID del gen	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, cynomolgus
Envío	Bolsa de hielo