

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono - Cd19

Número de artículo: CM0003981

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo conjugado con dirigido contra CD19 para citometría de flujo. Validado para las especies humana y de mono cinomolgo. Adecuado para el análisis del linaje de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD19 humano/mono
Observaciones/Alias	CD19
Especies	Mono
ID del gen (Humano)	930
ID del gen (Mono)	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo