

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd20 Humano/Mono Para Fc - P12314

Número de artículo: CM0004676

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad contra CD20 humano/de cynomolgus, conjugado con , validado para citometría de flujo. Ideal para la caracterización de células inmunes y la investigación clínica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-CD20 Humano/Mono
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	931
ID del Gen	931
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso Molecular de la Proteína	14kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo