

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd20 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P11836

Número de artículo: CM0005246



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD20 humano/mono, optimizado para citometría de flujo. Reconoce isoformas específicas de células B de 33/14 kDa; presenta reactividad cruzada con mono cinomolgo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD20 Humano/Mono
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	931
ID del Gen	931
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P11836
Peso Molecular de la Proteína	14kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo