


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd20 Para Fc - P11836

Número de artículo: CM0012534



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano/Mono CD20, reactivo con humanos y macacos cangrejeros. Validado para citometría de flujo, dirige contra el antígeno CD20 de linfocitos B, esencial para estudios de desarrollo, diferenciación y activación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Mono CD20
Observaciones/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Especie	Humano
ID génico	931 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de CD20 humano (NP_068769.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P11836
Peso proteico	14kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo