


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd20 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P11836

Número de artículo: CM0006126



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad dirigido contra el antígeno CD20 humano/de mono. Validado para citometría de flujo. Marcador de células B para investigación en inmunología, desarrollo de diagnósticos y cribado de fármacos. UniProt: P11836.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD20 humano/de mono
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
GeneID (humano)	931
GeneID	931
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CD20 humano (NP_068769.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P11836
Peso de la proteína	14 kDa/33 kDa
Envío	Bolsa de hielo