

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd25 Para Cf - P01589

Número de artículo: CM0011312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD25 (IL2RA). Validado para citometría de flujo (CF) en humanos y cangrejos macacos. Ideal para el estudio de linfocitos T reguladores (TREG) y la tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Mono CD25
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
ID génico	3559
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cangrejo macaco
SWISS	P01589
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo