

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Cd25 Humano/Macaco Para Citometría De Flujo - P01589

Número de artículo: CM0009124



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD25 humano/macaco (receptor alfa de IL-2). Validado para citometría de flujo, apto para la detección de linfocitos T reguladores y el estudio de mecanismos de tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD25 humano/macaco
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3559
ID del gen	3559
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-213 de la proteína CD25 humana (NP_000408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo