

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3 Humano/De Mono Para Fc - P07766

Número de artículo: CM0004791



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD3 humano/de mono para citometría de flujo. Detecta la cadena épsilon de CD3 (23 kDa) en células T. Presenta reactividad cruzada con humanos y macacos cangrejeros. Adecuado para inmunofenotipado e investigación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD3 humano/de mono
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3 humano (NP_000724.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo