

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd3 Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0011038



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la cadena épsilon de CD3 humana y de cynomolgus. Adecuado para la detección por citometría de flujo de linfocitos T en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Mono CD3
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	916
ID de gen	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3 humano (NP_000724.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo